

平成 31 年 2 月 吉日

お客様各位

 **エア・ブラウン株式会社**

ライフサイエンス部
東京 TEL03-3545-5720
大阪 TEL06-6282-4004

WHEATON 製 CELLine Bioreactor 仕様変更のご案内

拝啓、貴社におかれましては益々のご清栄のこととお喜びを申し上げます。平素は格別なるご高配を賜りまして厚くお礼申し上げます。

さて、WHEATON 製 CELLine Bioreactor におきまして仕様が変更となりますのでご案内致します。現在 CELLine に使用されております Akzo 80M メンブレンの製造中止に伴い、Akzo 150M メンブレンに変更されます。新たなメンブレンにつきましては、細胞の増殖や抗体作製などの細胞培養試験、メンブレンを通じての栄養物質の移動を測定するための物質移動試験、メンブレンの強度を測定するための破裂試験の評価を実施し、従来品と変わらずご使用いただけることを確認しております。

お客様にはご迷惑をお掛けしますが、今後とも引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

対象製品：下記表の 8 製品

型番	製品名
WCL0350-1	CELLine 350, 1 個/cs
WCL0350-5	CELLine 350, 5 個/cs
WCL1000-1	CELLine 1000, 1 個/cs
WCL1000-3	CELLine 1000, 3 個/cs
WCL1000AD-1	CELLine AD 1000, 1 個/cs
WCL1000AD-3	CELLine AD 1000, 3 個/cs
WCL0350CH-1L	CELLine 350 / 1L Media CHO
WCL1000CH-3L	CELLine1000 / 3L Media CHO

変更時期：メーカー及び弊社在庫がなくなり次第（2019 年 4 月頃を予定）

以上