

台数限定ディスカウントキャンペーン

2019年7月～ 各製品10台限り



ドライバス CB-1503

キャンペーン価格

33,000円

希望販売価格 44,000円



アルミブロックの取り外しが可能です
(洗浄・滅菌に便利です)

特徴

- ・1.5mL×20本、0.5mL×8本のアルミブロックが標準付属
- ・ボタン操作で簡単に温度設定
- ・設定時間を経過するとブザー音でお知らせします

型番	CB-1503	温度均一性	≤±0.2℃ (室温+5℃~45℃)
温度設定範囲	室温+5℃~150℃		≤±0.5℃ (45℃~150℃)
タイマー設定時間	1分~999分 (16時間39分)	表示誤差	≤±0.1℃
温度精度	≤±0.2℃ (室温+5℃~45℃)	加熱能力	≤40分(40℃から150℃までの場合)
	≤±0.2℃ (室温+5℃~45℃)	電源、消費電力	100V~120V、100W
	≤±0.2℃ (45℃~150℃)	寸法	226(縦)×200(横)×78(高さ)

アルミブロックオプション

型番	仕様	キャンペーン価格
BLOCK0.2ML	マイクロチューブ 0.2ml x 80 本	7,500円
BLOCK0.5ML	マイクロチューブ 0.5ml x 24 本	6,500円
BLOCK1.5ML	マイクロチューブ 1.5ml x 24 本	6,800円

型番	仕様	キャンペーン価格
BLOCK10MM	直径10mm x 24 本	6,400円
BLOCK12MM	直径12mm x 20 本	6,400円
BLOCK13MM	直径12mm x 20 本	6,400円

96well プレート専用 遠心機 CB-2404

キャンペーン価格

35,000円

希望販売価格 78,000円



特徴

- ・簡単操作で手軽にスピンドウンが出来ます
- ・スカートの有無に関わらず、2枚のPCRプレートをそのままセット可能です
- ・PCRプレート壁面についたサンプル液を効率よく底に落とすことが出来ます
- ・コンパクトサイズなので省スペースで操作できます

使用上の注意

- ※ サンプル液のこぼれを防ぐため必ず上部をシーリングしたプレートを使用して下さい
- ※ 装置の軸バランスを取るため、操作する際には必ず同じプレート2枚をセットしてご使用下さい

収容数	96 ウェル PCRプレート 2枚	電源	120C 50~60Hz
重量	3kg	ローター	垂直固定式
サイズ	230(縦)×200(横)×193(高さ)	回転数	2,500rpm

※本パンフレットに記載の価格には消費税は含まれておりません

(輸入販売元)

エア・ブラウン株式会社

ライフサイエンス部
東京: 東京都中央区銀座8-13-1 銀座三井ビルディング
TEL: 03-3545-5720 FAX: 03-3543-8865
大阪: 大阪市中央区久太郎町3-6-8 御堂筋ダイワビル
TEL: 06-6282-4004 FAX: 06-6282-4005

URL: <http://www.arb-ls.com>
E-mail: a-r@arbbrown.com

(代理店)