

WHEATON® COMPLETEPAK

洗浄・滅菌済みバイアル



DURAN
WHEATON
KIMBLE

Excellence in your hands

■ エア・ブラウン株式会社

WHEATON® COMPLETEPAK

WHEATON® COMPLETEPAKは、様々なアプリケーションのために微粒子洗浄、脱パイロジェン処理、滅菌された、すぐに使用できるクリンプトップバイアル、ゴム栓、アルミシールです。この1つのソースによる提供によりお客様のサプライチェーンを減らすことができます。また、各キットには、USPの基準を満たしていることを示す特定項目の成績書が付属します。COMPLETEPAKによるソリューションにより、製剤の開発・製造・配合などのコア・コンピテンシーに注力することが可能です。

ターゲットアプリケーション

- ・ 医薬品などの配合
- ・ 注射剤などの無菌充填
- ・ 創薬
- ・ 薬剤研究
- ・ 凍結乾燥製品
- ・ 低分子および高分子薬剤のパッケージング




キーとなる利点

- ・ 滅菌済み、ready-to-use
- ・ 既製品のため短納期で入手可能
- ・ 工程処理後18ヶ月の有効期限
- ・ 様々な滅菌済みの製品を提供可能
- ・ 試験成績書付属
 - USP <788> Particulate Matter in Injections
 - USP <85> The Bacterial Endotoxins Test
 - USP <71> The Sterility Test
- ・ 容器完全性 (Container Closure Integrity, CCI) 試験成績書も要望により提供可能
- ・ 完全なトレーサビリティ

COMPLETEPAKの素材

- ・ バイアルは非経口アプリケーションに適したデザインで、低溶出ホウケイ酸ガラスを採用
- ・ 全てのゴム栓はラテックスフリー、低いガス透過率をもつ高純度プロモブチル製。
- ・ OmniFlexゴム栓は、余分な結合を低く抑え、APIの抽出を最大限にします。
- ・ OmniFlexゴム栓の弾力性により、より高い気密性と内容物の保護を最適にします。
- ・ Igloo凍結乾燥ゴム栓は、生物製剤やシリコーンに反応性があるサンプルに最適

創薬と薬剤配合の効率を促進



COMPLETEPAKが選ばれる10の理由:

1. 直ぐに使用できるReady-To-Useでご提供
2. カスタムによる洗浄・滅菌に比べリードタイムの短縮
3. コア・コンピテンシーに注力可能
4. バイアル洗浄のための装置購入の投資を削減
5. クリーンルームのスペースの確保
6. 完全なパッケージング製品の限られた供給元
7. 品質の改善
8. バリデーションされた工程
9. 高品質製品の維持と工程のための貴重な時間と費用の抑制
10. パッケージングに使用される資材を1つのソースでまかなえます



COMPLETEPAK Kits

透明バイアルキット Cat. No.	褐色バイアルキット Cat. No.	バイアル	アルミシール (Flip Cap)	ゴム栓
W991000-CP	W991000-CPA	2mL 滅菌バイアル (278)	滅菌青色シール (285)	13mm ウルトラピュア滅菌ゴム栓 (285)
W991001-CP	W991001-CPA			13mm OmniFlex 3G 滅菌ゴム栓 (285)
W991002-CP	W991002-CPA			13mm OmniFlex 3G 滅菌Igloo凍結乾燥ゴム栓 (285)
W991003-CP	W991003-CPA		滅菌赤色シール (285)	13mm ウルトラピュア滅菌ゴム栓 (285)
W991004-CP	W991004-CPA			13mm OmniFlex 3G 滅菌ゴム栓 (285)
W991005-CP	W991005-CPA			13mm OmniFlex 3G 滅菌Igloo凍結乾燥ゴム栓 (285)
W991006-CP	W991006-CPA	5mL 滅菌バイアル (120)	滅菌青色シール (125)	20mm ウルトラピュア滅菌ゴム栓 (125)
W991007-CP	W991007-CPA			20mm OmniFlex 3G 滅菌ゴム栓 (125)
W991008-CP	W991008-CPA			20mm OmniFlex 3G 滅菌Igloo凍結乾燥ゴム栓 (125)
W991009-CP	W991009-CPA		滅菌赤色シール (125)	20mm ウルトラピュア滅菌ゴム栓 (125)
W991010-CP	W991010-CPA			20mm OmniFlex 3G 滅菌ゴム栓 (125)
W991011-CP	W991011-CPA			20mm OmniFlex 3G 滅菌Igloo凍結乾燥ゴム栓 (125)
W991012-CP	W991012-CPA	10mL 滅菌バイアル (104)	滅菌青色シール (125)	20mm ウルトラピュア滅菌ゴム栓 (125)
W991013-CP	W991013-CPA			20mm OmniFlex 3G 滅菌ゴム栓 (125)
W991014-CP	W991014-CPA			20mm OmniFlex 3G 滅菌Igloo凍結乾燥ゴム栓 (125)
W991015-CP	W991015-CPA		滅菌赤色シール (125)	20mm ウルトラピュア滅菌ゴム栓 (125)
W991016-CP	W991016-CPA			20mm OmniFlex 3G 滅菌ゴム栓 (125)
W991017-CP	W991017-CPA			20mm OmniFlex 3G 滅菌Igloo凍結乾燥ゴム栓 (125)

※括弧は入数

COMPLETEPAK 個別製品

Cat. No.	概要	入数
透明バイアル		
W987000-S	2mL 滅菌バイアル, 透明	278
W987001-S	5mL 滅菌バイアル, 透明	120
W987002-S	10mL 滅菌バイアル, 透明	104
褐色バイアル		
W987000A-S	2mL 滅菌バイアル, 褐色	278
W987001A-S	5mL 滅菌バイアル, 褐色	120
W987002A-S	10mL 滅菌バイアル, 褐色	104

Cat. No.	概要	入数
アルミシール		
W988009-S	13mm 滅菌赤色シール	285
W988010-S	13mm 滅菌青色シール	285
W988011-S	20mm 滅菌赤色シール	125
W988012-S	20mm 滅菌青色シール	125
ゴム栓		
W988003-S	13mm OmniFlex 3G 滅菌ゴム栓	285
W988004-S	13mm ウルトラピュア滅菌ゴム栓	285
W988005-S	13mm OmniFlex 3G 滅菌Igloo凍結乾燥ゴム栓	285
W988006-S	20mm OmniFlex 3G 滅菌ゴム栓	125
W988007-S	20mm Ultra ウルトラピュア滅菌ゴム栓	125
W988008-S	20mm OmniFlex 3G 滅菌Igloo凍結乾燥ゴム栓	125

クリンパー / デキャッパー

- ・ Flip Cap及びサイズ 16.5、28.5
及び30mmのアルミシール用
- ・ オートクレーブ不可



Cat. No.	概要	入数/cs
224322	13mm Flip cap用クリンパ [®] -	1
224321	16.5mm用クリンパ [®] -	1
224323	20mm Flip cap用クリンパ [®] -	1
224316	28.5mm Uni-Dose [®] 用クリンパ [®] -	1
224307	30mm用クリンパ [®] -	1

クリンピングツール, バッテリー



- ・ 強力なモーターで迅速なクリンピングサイクル
- ・ クリンピングの強弱はユニット本体で簡単に調節可能
- ・ 1回のチャージで800回使用可能
- ・ チャージ中でも使用可能
- ・ 別売でスタンドも提供可能

Cat. No.	概要	口外径サイズ	入数/cs
W225808	クリンパ [®] -	8	1
W225811	クリンパ [®] -	11	1
W225812	デ [®] キャッパ [®] -	11	1
W225813	クリンパ [®] -	13	1
W225814	デ [®] キャッパ [®] -	13	1
W225815	フリップ [®] キャッパ [®] 用クリンパ [®] -	13	1
W225820	クリンパ [®] -	20	1
W225821	デ [®] キャッパ [®] -	20	1
W225822	フリップ [®] キャッパ [®] 用クリンパ [®] -	20	1

クリンピングツールスタンド

- ・ クリンピングツール、ハイパフォーマンスクリンピングツールで使用可能

Cat. No.	概要	入数/cs
W225701	クリンピングツールスタンド	1

ハイパフォーマンス クリンピングツール



- ・ 強力で迅速なアルミシールの脱着が出来るクリンピングツール
- ・ スチール製キャップやマグネチックキャップにも対応
- ・ 交換式ジョーセットで本体を複数揃える必要なし
- ・ AC電源により安定したクリンピング
- ・ 9段階の締め付け設定
- ・ 別売でスタンドも提供可能

Cat. No.	付属ジョーセット	サイズ (mm)	入数/cs
W225830-B	-	-	1
W225831-B	クリンパ [®] -	20	1
W225832-B	クリンパ [®] -、デ [®] キャッパ [®] -	20	1
W225833-B	フリップ [®] キャッパ [®] クリンパ [®] -、デ [®] キャッパ [®] -	20	1

ハイパフォーマンスクリンピングツール用ジョーセット

Cat. No.	付属ジョーセット	サイズ (mm)	入数/cs
W225741	クリンパ [®] -ジョーセット	8	1
W225751	クリンパ [®] -ジョーセット	11	1
W225752	デ [®] キャッパ [®] -ジョーセット	11	1
W225761	クリンパ [®] -ジョーセット	13	1
W225762	デ [®] キャッパ [®] -ジョーセット	13	1
W225763	フリップ [®] キャッパ [®] クリンパ [®] -ジョーセット	13	1
W225771	クリンパ [®] -ジョーセット	20	1
W225772	デ [®] キャッパ [®] -ジョーセット	20	1
W225773	フリップ [®] キャッパ [®] クリンパ [®] -ジョーセット	20	1

・仕様、数量等は予告なしに改定する場合がございますので、予めご了承ください。

輸入代理店

エア・ブラウン株式会社

ライフサイエンス部

東京：〒104-0061 東京都中央区銀座8-13-1 銀座三井ビルディング
TEL.03-3545-5720 / FAX. 03-3543-8865

大阪：〒530-0011 大阪市北区大深町3-1 グラソノ外大阪 7F-B
TEL.06-7739-7114 / FAX. 06-7739-7115

販売代理店